

HYLDE	SYGEPLEJEARTIKLER, herunder karakteristika	ANVENDELSE mv.
1	Inhalationsapparater (se også hylde 2 og 3 samt skuffe 11)	
	<ul style="list-style-type: none"> Dampinhalationsapparat med sort træhåndtag, glasdelen mangler (ældre model) Dampinhalationsapparat, komplet (nyere model) 	Fra 1900-tallet. Til inhalationsbehandling ved diverse luftvejsgener
	<ul style="list-style-type: none"> Pulvérisateur contre les rhumes (Armand Vaast, Paris) 	Pulverinhalator
	<ul style="list-style-type: none"> »The Atomist« Throat and Nasal Spray, nr. 1084 (engelsk fabrikat) 	Hals- og næsespray til forstøvning af tynde olier eller vandige opløsninger
2	Inhalationsapparater (se også hylde 1 og 3 samt skuffe 11)	
	<ul style="list-style-type: none"> De Vilbiss Atomizer, nr. 16, glasbeholder med sort gummibold samt garniture af metal, i rød æske (amerikansk fabrikat) De Vilbiss spray, glasbeholder med grå gummibold samt garniture af metal (nyere model) De Vilbiss spray, nr. 15, uden bold, i rød æske 	Anvendes til forstøvning af nebulolea (olieholdige lægemidler) ved svælgkatar
	<ul style="list-style-type: none"> De Vilbiss Powder Blower, nr. 119, i rød æske (amerikansk fabrikat) 	Til forstøvning af pulverformige lægemidler i næsen eller svælget samt til indpustning i øret
3	Inhalationsapparater (se også hylde 1 og 2 samt skuffe 11)	
	<ul style="list-style-type: none"> Aerohalor, Abbots Powder Inhaler (engelsk fabrikat) 	Til inhalation af pulverformige lægemidler
	<ul style="list-style-type: none"> Dr. Hassencamp's inhalationsapparat »Medicus«, i blikæske (M. Bro kemisk-teknisk Fabrik, København) 	Til inhalation af Inhalol-væske gennem næsen
	<ul style="list-style-type: none"> Universal »Triplex« Inhalator af glas, med 2 glasstutser, på træfod Bad Emser Universal Triplex Taschen Inhalator, med 2 glasstutser (Priester & Gross) 	Til forstøvning af vandige og olieholdige opløsninger. Stilvopin (inhalationsbalsam) medfølger til modellen til rejsebrug
	<ul style="list-style-type: none"> Hektospray komplet, ny model (Bang & Tegner) 	Anvendes til inhalation af Hektalin (Nebulogenum hectalini) mod astma
4	Diverse	
	<ul style="list-style-type: none"> Spytteflaske, blå glas med skruelåg, med inddeling i ounces (Fredensborg Apotek; pris: 3,50 kr.) Spytteflaske. Model: Dr. Detweiler, blå glas med låg Spytteflaske. Model: Dr. Detweiler, blå glas med låg (lommemodel) samt æske med brugsvejledning 	Fra begyndelsen af 1900-tallet. Til opsamling af patienters spyt (ekspektorat)
	<ul style="list-style-type: none"> Spyttekrus med låg, emaljeret, hvid med blå kant (Kockums) Spyttekrus med låg, hvid melamin 	Til opsamling af patienters spyt (ekspektorat)
	<ul style="list-style-type: none"> Lille medicinkande, porcelæn Medicinske med låg, tin, ca. 15 ml (1 spiseskefuld) Lille medicinske, forsølvet, ca. 5 ml (1 teskefuld) Medicinske, porcelæn (Den Kongelige Porcelænsfabrik) Medicinske, porcelæn 	Til administration af flydende medicin. Medicinske af tin er fra 1800-tallet. Medicinske som den forsøvede anvendtes på de københavnske hospitaler omkring år 1900. Medicinske af porcelæn er fra starten af 1900-tallet
	<ul style="list-style-type: none"> Tudkop af hvid plast (tysk fabrikat) Tudkop af fajance (tjekkoslovakisk fabrikat) 	Til administration af flydende kost til senge-liggende patienter
5	Skylning, Hjælpemidler til (se også hylde 6 samt skuffe 31, 32 og 33)	
	<ul style="list-style-type: none"> Irrigator, kobberfarvet zink, med sribet gummislange og ebonithane Irrigator, emaljeret, hvid med blå kant, med gummislange og vaginalrør af glas Irrigator og vaginalrør, glas Irrigator, plast, 1 l med inddeling, med ca. 1 m gummislange + komplet sæt vaginalrør i plastpose 	Udskylningsapparater med slange til montering af rektalrør, vaginalrør (moderrør) eller sårspids. Anvendes ved skylning af eller indhældning i endetarm og skede eller til sårskylning

HYLDE	SYGEPLEJEARTIKLER, herunder karakteristika	ANVENDELSE mv.
6	Skylning, Hjælpemidler til (se også hylde 5 samt skuffe 31, 32 og 33)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Modersprøjte, str. 8, gummi, med let bøjet spids af ebonit (Bang & Tegner) 	Til vaginal udskylning
	<ul style="list-style-type: none"> • Rektalsprøjte, str. 5 (80 ml) gummi 	Til indsprøjtning af væsker i endetarmen (lavement)
	<ul style="list-style-type: none"> • Øresprøjte, str. 2½, gummi (Georg Moldow) 	Til opløsning af ørevoks
	<ul style="list-style-type: none"> • Janet's sprøjte, 100 g, i æske (Camillus Nyrops Etablissement) 	Til indsprøjtning af lavement i endetarmen
	<ul style="list-style-type: none"> • Glycerolsprøjte, 15 ml, glas og ebonit 	Anvendes ved glycerollavement
	<ul style="list-style-type: none"> • Lille sprøjte, tin, med krum spids¹ • Sprøjte, tin, med olivenspids² 	Fra begyndelsen af 1800-tallet. ¹⁾ Til indsprøjtning af lapisopløsning (sølvnitrat) i urinrøret ved behandling af gonorrhé ²⁾ Formentlig til brug ved lavement
6	Prolapspessar	
	<ul style="list-style-type: none"> • Schatz' si-pessar, sort ebonit, 80 mm • Schatz' si-pessar, sort ebonit, 90 mm • Prolapspessar, sort hård ebonit, 85 mm • Portex, hvid polyætylen, 74 mm • Portex, orange vinyl, 65 mm 	Til opsætning i skeden ved nedsunken livmoder (prolaps)
7	Urinopsamling, Hjælpemidler til (se også hylde 8 samt skuffe 42)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Urinkolbe, glas, opret model <input type="checkbox"/> • Urinkolbe, glas, opret model <input type="checkbox"/> • Urinkolbe, glas, liggende model <input type="checkbox"/> • Urinkolbe, glas, liggende model <input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Til sengeliggende kvindelige patienter <input type="checkbox"/> Til sengeliggende mandlige patienter
8	Urinopsamling, Hjælpemidler til (se også hylde 7 samt skuffe 42)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Uringlas, krukkeformet, 1000 ml med inddeling 	Til opsamling af døgnurin
	<ul style="list-style-type: none"> • Spidsbækken, fajance (Alumina) 	Anvendes for opsamling af vandladning hos sengeliggende patienter, fortrinsvis kvinder, der ikke kan løftes op på et stikbækken
	<ul style="list-style-type: none"> • Stikbækken med hank, emaljeret, hvidt med blå kant (Kockums) 	Anvendes til sengeliggende patienter for opsamling af urin og/eller afføring. Bør af hensyn til patienten opvarmes inden brug
9 + 10	Diverse	
	<ul style="list-style-type: none"> • Luftkrans, gummi, diameter ca. 42 cm 	Anvendes for at nedsætte trykket ved liggesår (decubitus) eller mod fx halebenet. Luftkransen bør forsynes med et betræk, da det er ubehageligt at ligge direkte på gummi
	<ul style="list-style-type: none"> • Varmebækken, tin (engelsk fabrikat) • Varmebækken, forkobberet • Varmebækken, galvaniseret jern 	Fra begyndelsen af 1900-tallet. Fyldes med varmt vand. Anvendes til opvarmning af fx fødder. Kan forsynes med en slags »strømpe« for at hindre forbrænding
	<ul style="list-style-type: none"> • Varmedunk, 30 cm × 20 cm, gummi (dansk fabrikat, mrk. »knagende stærk«) 	Fra 1950'erne. Fyldes med varmt vand. Til opvarmning af legemsdele